


Anti-Grp75/Mot/Hspa9 Mab De Lapin Pour Wb, Elisa - P38646

Numéro d'article: CM0002246



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine Grp75/MOT/HSPA9 (P38646). Validé pour WB et ELISA, il réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le stress mitochondrial et les chaperonnes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anti-Grp75/MOT/HSPA9 mAb de lapin
Remarques / Alias	CSA; MOT; MOT2; SAAN; CRP40; EVPLS; GRP75; PBP74; GRP-75; HSPA9B; SIDBA4; MTHSP75; HEL-S-124m; Grp75/MOT/HSPA9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3313
GeneID	3313
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 580 et 679 de la protéine humaine Grp75/MOT/HSPA9 (P38646)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P38646
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace