


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gsk3B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49841

Numéro d'article: CM0019009



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GSK3 β validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt, le métabolisme du glucose et la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSK3 β Lapin pAb
Remarques/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; GSK3 β
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2932
ID de gène	2932
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49841
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace