


Anticorps Polyclonal De Lapin Gsta2 Pour Wb, Elisa - P09210

Numéro d'article: CM0025213



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GSTA2 validé pour WB et ELISA. Il reconnaît le GSTA2 humain, de souris et de rat. Immunogène protéique recombinant couvrant le GSTA2 humain pleine longueur. Idéal pour les études sur la détoxification et le foie. - P09210

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSTA2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GST2; GTA2; GTH2; GSTA2-2; GSTA2
Espèce	Humain
GeneID	2939
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-222 de la GSTA2 humaine (NP_000837.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09210
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace