


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gstt1 Pour Wb, Elisa - P30711

Numéro d'article: CM0004219



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GSTT1 validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Immunogène : GSTT1 recombinant (aa 1-240). Pour les études sur la glutathion S-transférase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-GSTT1
Remarques/Alias	GSTT1
Espèce	Humain
GeneID	2952
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de la GSTT1 humaine. (NP_000844.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30711
Poids protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace