


Anticorps Polyclonal De Lapin Gtf2F1 Pour Wb, Elisa - P35269

Numéro d'article: CM0020789



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin GTF2F1 (P35269) validé pour WB et ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Facteur général de transcription IIF sous-unité 1 (TFIIF-alpha), 58kDa, source lapin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GTF2F1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BTF4; RAP74; TF2F1; TFIIF; GTF2F1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2962
ID du gène	2962
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 390-517 de GTF2F1 (NP_002087.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35269
Poids protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace