

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gtf2l Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P78347

Numéro d'article: CM0029261



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GTF2I pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec Humain, Souris, Rat. Facteur de transcription général II-I impliqué dans la régulation transcriptionnelle et associé au syndrome de Williams-Beuren.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | GTF2I Lapin pAb                                                                                                                  |
| Remarques/Alias    | WBS; DIWS; SPIN; IB291; BAP135; BTKAP1; TFII-I; WBSCRWBSCR6; GTFII-I; GTF2I                                                      |
| Espèce             | Humain                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)    | 2969                                                                                                                             |
| GeneID             | 2969                                                                                                                             |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600-810 du GTF2I humain (NP_001157108.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                            |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS              | P78347                                                                                                                           |
| Poids Protéique    | 112kDa                                                                                                                           |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                     |