

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gucy2C Pour Wb Et Elisa - P25092

Numéro d'article: CM0017968



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GUCY2C humain (guanylate cyclase C), validé pour les applications Western blot et ELISA. Réagit croisé avec la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation des entérotoxines et les maladies gastro-intestinales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GUCY2C Lapin pAb
Remarques/Alias	GC-C; STAR; DIAR6; GUC2C; MECIL; MUCIL; GUCY2C
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2984
ID de gène	2984
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-330 du GUCY2C humain (NP_004954.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P25092
Poids de la protéine	123kDa
Expédition	Sac de glace