

Habp2 Lapin Pab Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14520

Numéro d'article: CM0030678

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HABP2 (protéase activant le facteur VII) pour des applications incluant WB, IF/ICC et ELISA. Détecte HABP2 humain et murin. Adapté aux études sur la coagulation et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HABP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	FSAP ; HABP ; PHBP ; HGFAL ; NMTC5 ; HABP2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3026
GeneID	3026
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-313 de HABP2 humain (NP_004123.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14520
Poids protéique	63 kDa
Expédition	Sac de glace