

Hars2 Pab De Lapin Pour Wb, Elisa - P49590

Numéro d'article: CM0024897

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HARS2 validé pour WB et ELISA. Il détecte l'HARS2 humain, de souris et de rat, une histidine--tRNA ligase mitochondriale. Idéal pour l'étude de la traduction mitochondriale et des maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HARS2 pAb de lapin
Remarques / Alias	HO3; HARSL; HARSR; HisRS; PRLTS2; HARS2
Espèce	Humain
GeneID	23438
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 217-506 de l'HARS2 humain (NP_036340.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49590
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace