

Haus8 Lapin Pab Pour Wb - Q9Bt25

Numéro d'article: CM0027364



Introduction

Validée pour WB, IF/ICC et ELISA, cet anticorps polyclonal de lapin anti-HAUS8 reconnaît les HAUS8 humain et de souris (Q9BT25), soutenant la recherche sur l'assemblage du fuseau mitotique, l'intégrité du centrosome et la cytodierèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HAUS8 Lapin pAb
Remarques/Alias	DGT4; HICE1; NY-SAR-48; HAUS8
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	93323
ID de gène	93323
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 166-410 de HAUS8 humain (NP_219485.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BT25
Poids moléculaire	45kDa
Expédition	Sac de glace