

Havcr1 Lapin Pab - Q96D42

Numéro d'article: CM0030266



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le HAVCR1 humain (TIM-1/KIM-1) pour WB et ELISA, réagissant avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour les études sur les lésions rénales, l'entrée virale et l'immunité des cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HAVCR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TIM; KIM1; TIM1; CD365; HAVCR; KIM-1; TIM-1; TIMD1; TIMD-1; HAVCR-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26762
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-125 du HAVCR1 humain (NP_036338.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96D42
Poids moléculaire	39kDa
Expédition	Sac de glace