


Hbg1/2 Anticorps Monoclonal De Lapin (Wb, Ihc, If, Elisa) - P69891/P69892

Numéro d'article: CM0003094



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute spécificité contre l'HBG1/2 humain. Validé pour le WB, l'IHC, l'IF-P, l'ELISA, détecte la chaîne gamma de l'hémoglobine fœtale d'environ 12 kDa. Idéal pour la recherche en hématologie du développement et sur l'HbF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-HBG1/2
Remarques/Alias	HBG-T2 ; HBGA ; HBGR ; HSGGL1 ; PRO2979 ; HBG1/2
Espèce	Humain
GeneID	3047/3048
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'HBG1 humain (P69891).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P69891/P69892
Poids moléculaire protéique	12 kDa
Expédition	Sac de glace