

Anticorps Polyclonal De Lapin Hcar3 Pour Wb - P49019

Numéro d'article: CM0023550



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin HCAR3 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier la fonction du récepteur 3 de l'acide hydroxycarboxylique dans la biologie et le métabolisme des adipocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin HCAR3
Remarques/Alias	HCA3 ; HM74 ; PUMAG ; Puma-g ; GPR109B ; HCAR3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8843
GeneID	8843
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 300-392 du HCAR3 humain (NP_006009.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49019
Poids protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace