

Hccs Lapin Pab - P53701

Numéro d'article: CM0029959

Introduction

Anticorps polyclonal lapin HCCS de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible la holo cytochrome c-type synthase, essentielle à la maturation du cytochrome c. Idéal pour la recherche sur les troubles mitochondriaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HCCS Lapin pAb
Remarques / Alias	MLS, CCHL, MCOP57, LSDMCA1, HCCS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3052
GeneID	3052
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-268 de la protéine HCCS humaine (NP_005324.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53701
Poids protéique	31 kDa
Expédition	Sac de glace