

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hcg Bêta Pour Elisa, Wb, Ihc-P - P0Dn86

Numéro d'article: CM0006686



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-hCG bêta pour ELISA, WB, IHC-P. Spécifique de la sous-unité bêta de la gonadotrophine chorionique humaine. Immunogène recombinant ; 18 kDa. Essentiel pour la recherche sur la grossesse et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-hCG bêta
Remarques/Alias	CGB ; LHB ; CGB5 ; CGB7 ; CGB8 ; hCGB ; hCG bêta
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1082
GeneID	1082
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-165 de la hCG bêta1 humaine (NP_000728.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	ELISA, WB, IHC-P
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P0DN86
Poids moléculaire	18 kDa
Expédition	Sac réfrigérant