


Anticorps Polyclonal De Lapin Hcn1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60741

Numéro d'article: CM0021537



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin HCN1 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible le canal 1 activé par hyperpolarisation et nucléotides cycliques potassium/sodium humain et souris, impliqué dans les courants de pacemaker et l'excitabilité neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HCN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BCNG1; DEE24; HAC-2; BCNG-1; EIEE24; GEFSP10; HCN1
Espèce	Humain
ID de Gène	348980
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 791-890 de HCN1 humain (NP_066550.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O60741
Poids Protéique	99kDa
Expédition	Sac de glace