

Hdac1 Souris Mab - Q13547

Numéro d'article: CM0003280

Introduction

Anticorps monoclonal de souris ciblant l'HDA1 humain (UniProt Q13547). Validé pour les applications de Western blot et ELISA. Convient à la recherche, au développement de tests diagnostiques et à l'approvisionnement en matières premières pour IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDAC1 Mouse mAb
ID du gène (Humain)	3065
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 393-482 de l'HDAC1 humain (Q13547)
Origine	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
Numéro d'accession SWISS	Q13547
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sachet isotherme