


Hdac2 Lapin Pab - Q92769

Numéro d'article: CM0019668



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HDAC2 (histone désacétylase 2) pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Détecte HDAC2 humain, souris, rat (~55kDa). Convient pour la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDAC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; HDAC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3066
GeneID	3066
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 390-488 de l'HDAC2 humaine (NP_001518.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92769
Poids de la protéine	55kDa
Expédition	Sac de glace