

Hdac4 Ac Mab De Lapin - P56524

Numéro d'article: CM0002195



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-HDAC4 de haute qualité validé pour le Western Blot (WB) et l'ELISA. Spécifique de l'HDAC4 humaine, une histone désacétylase de classe II de 119 kDa essentielle dans la régulation épigénétique, la maturation musculaire et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDAC4 Ac mAb de lapin
Remarques/Alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9759
GeneID	9759
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'HDAC4 humaine (P56524).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P56524
Poids de la protéine	119kDa
Expédition	Sac de glace