

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hdac5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uql6

Numéro d'article: CM0027130



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le HDAC5 humain, une histone désacétylase impliquée dans la régulation épigénétique et le développement musculaire. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour les études sur la répression transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HDAC5 Lapin pAb
Remarques/Alias	HD5; NY-CO-9; HDAC5
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10014
ID de Gène	10014
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 du HDAC5 humain (NP_005465.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9UQL6
Poids Protéique	122kDa
Expédition	Sac de glace