

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hdac6 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Z2V5

Numéro d'article: CM0027894

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HDAC6 pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte la HDAC6 humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur la désacétylation de la tubuline, l'autophagie et les voies des aggrésomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDAC6 pAb de lapin
Remarques/Alias	Hd6 ; Sfc6 ; Hdac5 ; mHDA2
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	10013
GenelD	15185
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 836-1037 de la HDAC6 de souris (NP_001123888.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Z2V5
Poids protéique	126 kDa
Expédition	Sac de glace