

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Hdac6 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Ubn7

Numéro d'article: CM0021562



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre HDAC6 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte HDAC6 humaine, de souris et de rat (131 kDa). Convient aux études sur la déacétylation de la tubuline, l'autophagie et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDAC6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
Espèce	Humain
GeneID	10013
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la protéine HDAC6 humaine (NP_006035.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBN7
Poids de la protéine	131kDa
Expédition	Sac isothermique