


Hdac8 Lapin Mab Pour Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9By41

Numéro d'article: CM0008366



Introduction

HDAC8 Lapin mAb validé pour IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA avec réactivité humaine, murine et de rat. Cible l'histone désacétylase 8, un régulateur clé de la chromatine impliqué dans la transcription et le cycle cellulaire. Adapté à la recherche en épigénétique et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDAC8 Lapin mAb
Remarques/Alias	HD8 ; WTS ; RPD3 ; CDA07 ; CDLS5 ; KDAC8 ; MRXS6 ; HDACL1 ; C8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55869
GeneID	55869
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de HDAC8 humain (Q9BY41).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BY41
Poids protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace