


Mab De Lapin Anti-Hdac9 - Q9Ukv0

Numéro d'article: CM0006510



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-HDAC9 de haute qualité pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte HDAC9 humain et de rat. Idéal pour la recherche sur la régulation épigénétique et transcriptionnelle - Q9UKV0.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-HDAC9
Remarques/Alias	HD7 ; HD9 ; HD7b ; HDAC ; HDRP ; MITR ; HDAC7 ; HDAC7B ; HDAC9B ; HDAC9FL ; HDAC9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9734
GeneID	9734
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9UKV0
Poids protéique	111 kDa
Expédition	Sac réfrigérant