

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hdgfrp2 - Hdgfrp2

Numéro d'article: CM0025514

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'HDGFRP2 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. L'immunogène correspond à la région C-terminale (acides aminés 501-670). Idéal pour la recherche sur la protéine 2 liée au facteur de croissance dérivé d'hépatome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDGFRP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HRP2; HDGF2; HRP-2; HDGF-2; HDGFRP2
Espèce	Humain
ID du gène	84717
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 501-670 de l'HDGFRP2 humain (NP_116020.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
Poids de la protéine	74kDa
Expédition	Sac de glace