

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Hdgfrp3 - Hdgfrp3

Numéro d'article: CM0026730

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine 3 liée au facteur de croissance dérivé d'hépatome (HDGFRP3/HDGF2/HRP-3). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le cancer et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HDGFRP3 pAb de lapin
Remarques/Alias	HDGF2; HRP-3; HDGF-2; CGI-142; HDGFRP3
Espèce	Humaine
Identifiant de gène	50810
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-203 de la protéine HDGFRP3 humaine (NP_057157.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace