

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Heme Oxygenase 1 (Ho-1/Hmox1) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09601

Numéro d'article: CM0013872



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1), validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme de l'hème, le cancer et les infections virales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) Lapin pAb
Remarques/Alias	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3162
GeneID	3162
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-265 de l'Heme Oxygenase 1 humaine (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09601
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace