

Anticorps Monoclonal Lapin Hes5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Ta89

Numéro d'article: CM0011972

Introduction

Anticorps monoclonal lapin HES5 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît HES5 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la neurogenèse et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HES5 Rabbit mAb
Remarques / Alias	bHLHb38; HES5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	388585
GeneID	388585
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 12-142 de la protéine HES5 humaine (Q5TA89)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q5TA89
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace