


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hexa Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06865

Numéro d'article: CM0030222



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HEXA ciblant la sous-unité alpha de la bêta-hexosaminidase. Adapté pour le WB, IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur les maladies de surcharge lysosomale et le métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-HEXA
Remarques/Alias	TSD ; HEXA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3073
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-529 de l'HEXA humain (NP_000511.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06865
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace