


Hfe2 Lapin Pab - Q6Zvn8

Numéro d'article: CM0029504



Introduction

L'anticorps polyclonal HFE2 Rabbit pAb est validé pour le Western blot et l'ELISA, il cible l'hémojuveline humaine avec une réactivité croisée avec la souris et le rat, destiné à la recherche sur l'homéostasie du fer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HFE2 Lapin pAb
Remarques / Alias	JH; HFE2; RGMG; HFE2A
Espèce	Humain
GeneID	148738
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1-174 de la protéine HFE2 humaine (NP_998817.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q6ZVN8
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace