


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hibch Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Nvy1

Numéro d'article: CM0012035



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-HIBCH validé pour WB, IHC-P et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Détecte l'hydrolase mitochondriale de la 3-hydroxyisobutyryl-CoA de 43 kDa ; idéal pour l'étude du catabolisme de la valine et la recherche métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-HIBCH de lapin
Remarque/Alias	HIBYLCOAH
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	26275
ID du gène	26275
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-330 de l'HIBCH humaine (NP_055177.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q6NVY1
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace