

Panneau D'anticorps Monoclonaux De Lapin Haute Performance Pour La Cytométrie En Flux Des Treg Humains - Panneau Treg Humain

Numéro d'article: CM0011940

Introduction

Un panneau d'anticorps monoclonaux de lapin pour l'analyse des lymphocytes T régulateurs (Treg) humains par cytométrie en flux. Permet un immunophénotypage précis des populations de Treg, soutenant la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Panneau Treg Humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	CF
Réactivité Croisée	Humain
Expédition	Sac de glace