

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H1T Pour Wb, If-P, Elisa - Q07133

Numéro d'article: CM0023318

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'Histone H1t spécifique du testicule, validé pour le WB, l'IF-P et l'ELISA sur des échantillons de souris et de rat—idéal pour les applications de recherche sur la chromatine et la méiose IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Histone H1t
Remarques/Alias	H1t ; H1-6 ; H1.6 ; H1ft ; Hist1h1t ; Histone H1t
Espèce	Souris
GeneID (humain)	H1
GeneID	107970
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q07133
Poids protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace