

Acm De Lapin Anti-Hla-A - P01891

Numéro d'article: CM0002260

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'HLA-A humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec des échantillons humains, poids moléculaire prédit de 41 kDa. Adapté à la recherche en immunologie et en transplantation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-HLA-A
Remarques/Alias	HLAA; HLA-A
Espèce	Humain
ID du gène	3105
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 de l'HLA-A humain (P04439)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01891
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace