

## Hla-Dpb1 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04440

Numéro d'article: CM0013130



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'humain HLA-DPB1, un antigène de classe II du CMH présentant des antigènes exogènes aux lymphocytes T CD4. Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée chez l'humain, la souris, le rat.

[En savoir plus](#)

| Spécification       | Détails                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | HLA-DPB1 Lapin pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias     | DPB1 ; HLA-DP ; HLA-DPB ; HLA-DP1B ; HLA-DPB1                                                                                  |
| Espèce              | Humain                                                                                                                         |
| Identifiant du gène | 3115                                                                                                                           |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-225 du HLA-DPB1 humain (NP_002112.3) |
| Source              | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                            |
| SWISS               | P04440                                                                                                                         |
| Poids protéique     | 29 kDa                                                                                                                         |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                   |