

Anticorps Polyclonal De Lapin Hla-Drb1 Pour Wb Et Elisa - P01911 / P01912 / Q29974

Numéro d'article: CM0030315



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin HLA-DRB1 de haute qualité pour les applications Western blot et ELISA. Détecte la chaîne bêta de classe II du CMH humain et murin (30 kDa). Idéal pour la recherche en immunologie sur la présentation d'antigènes et les réponses des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	HLA-DRB1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SS1; DRB1; HLA-DRB; HLA-DR1B; HLA-DRB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3123
GeneID	3123
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-230 de HLA-DRB1 humain (NP_002115.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P01911 / P01912 / Q29974
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace