

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hla-G Pour Wb, Elisa - P17693

Numéro d'article: CM0029110



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'HLA-G humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la tolérance immunitaire à l'interface materno-fœtale, l'immunologie de la reproduction et la recherche sur les points de contrôle immunitaires. Poids moléculaire prédit : 38 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HLA-G Lapin pAb
Remarques/Alias	MHC-G; HLA-G
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3135
GenelD	3135
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-230 de l'HLA-G humaine (NP_002118.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17693
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace