

Hmg20B Pab De Lapin Pour Wb, Elisa - Q9P0W2

Numéro d'article: CM0028343

Introduction

HMG20B pAb de lapin est un anticorps polyclonal produit chez le lapin, qui reconnaît l'HMG20B humain et murin. Adapté pour le WB et l'ELISA, il cible un régulateur de la chromatine essentiel à la progression du cycle cellulaire et à la répression transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Nom du paramètre	Valeur
Nom du produit	HMG20B pAb de lapin
Remarques / Alias	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; HMG20B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	10362
Identifiant du gène	10362
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 317 de l'HMG20B humain (NP_006330.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9P0W2
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac glacé