

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hnrnpf Pour Wb, Elisa - P52597

Numéro d'article: CM0023337



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HNRNPF validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'homme et la souris. Adapté pour l'étude de l'épissage alternatif et de la fonction des protéines liant l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HNRNPF Rabbit pAb
Remarques / Alias	HNRNPF; mcs94-1; OK/SW-cl.23; HNRNPF
Espèce	Humaine
Identifiant de gène (Humain)	3185
Identifiant de gène	3185
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 315 à 415 de la protéine HNRNPF humaine (NP_004957.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P52597
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace