

Ac Mab Hnrnrm De Lapin Pour Wb, Ip, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52272

Numéro d'article: CM0003367



Introduction

L'Ac mAb HNRNPM de lapin est un anticorps monoclonal de lapin reconnaissant HNRNPM (78 kDa) chez l'homme, la souris et le rat. Convient pour WB, IP, IHC-P, IF/ICC et ELISA, il soutient la recherche sur l'épissage des pré-ARNm et la signalisation de l'antigène carcino-embryonnaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HNRNPM Rabbit mAb
Remarques/Alias	CEAR; HNRPM; HTGR1; NAGR1; HNRPM4; HNRNPM4; hnRNP M; HNRNPM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4670
GeneID	4670
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 de HNRNPM humain (P52272)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52272
Poids de la protéine	78 kDa
Expédition	Sac de glace