


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hnrnpr Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43390

Numéro d'article: CM0020040



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HNRNPR validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la ribonucléoprotéine nucléaire hétérogène R humaine, murine et rat, un acteur clé du traitement des ARNm. Idéal pour la recherche en biologie de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac pAb de lapin anti-HNRNPR
Remarques/Alias	HNRPR; NEDDFSB; hnRNP-R; HNRNPR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10236
GeneID	10236
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 550-633 de la protéine HNRNPR humaine (NP_005817.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43390
Poids moléculaire protéique	71 kDa
Expédition	Sac de glace