

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Homer1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q86Ym7

Numéro d'article: CM0028642

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HOMER1. Validé pour Western blot, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Protéine d'échafaudage impliquée dans la signalisation synaptique et la plasticité. Idéal pour la recherche en neuroscience sur le couplage des récepteurs métabotropiques du glutamate et la morphologie des épines dendritiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HOMER1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C; HOMER1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	9456
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 125-354 de HOMER1 humain (NP_004263.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86YM7
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace