

Polymab® De Lapin Anti-Hopx Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Bpy8

Numéro d'article: CM0002214

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant ciblant la protéine humaine HOPX (Homeodomain-only protein). Validé pour WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le développement cardiaque et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® de lapin anti-HOPX
Remarques/Alias	HOD ; HOP ; OB1 ; LAGY ; TOTO ; CAMEO ; NECC1 ; SMAP31
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-73 de la protéine humaine HOPX (NP_631957.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BPY8
Poids moléculaire protéique	8 kDa
Expédition	Sac de glace