

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hoxb4 Pour Wb Et Elisa - P17483

Numéro d'article: CM0002241

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'HOXB4 humain, validé pour Western blot et ELISA. Adapté à l'étude des facteurs de transcription homéobox en biologie du développement et dans la recherche sur la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HOXB4 Rabbit mAb
Remarques / Alias	HOX2; HOX2F; HOX-2.6; HOXB4
Espèce	Humain
Identifiant de gène	3214
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de l'HOXB4 humain (P17483)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P17483
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace