

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hoxb5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P09067

Numéro d'article: CM0027933

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HOXB5 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les espèces humaine, murine et rat. Idéal pour la recherche en biologie du développement et en transcription. Environ 29 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-HOXB5
Remarques/Alias	HOX2 ; HU-1 ; HOX2A ; Hox2.1 ; HHO.C10 ; HOXB5
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	3215
Identifiant du gène	3215
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 170-269 de HOXB5 humain (NP_002138.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09067
Poids moléculaire de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace