

Ac Mac De Lapin Anti-Digoxine Conjugué À La Hrp Pour Elisa Et Dot Blot - Digoxine

Numéro d'article: CM0007705

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la HRP contre la Digoxine. Validé pour DB et ELISA. Réactivité croisée indépendante de l'espèce. Idéal pour la détection de petites molécules dans les immunoessais IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAc de Lapin anti-Digoxine conjugué à la HRP
Remarques/Alias	Digoxine ; Digoxine conjuguée à la HRP
Immunogène	Composés chimiques Digoxine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	DB, ELISA
Réactivité Croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace