

Hs2St1 Lapin Pab - Q7Lga3

Numéro d'article: CM0015117

Introduction

HS2ST1 Lapin pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA. Il détecte HS2ST1 humain, murin et de rat, une héparane sulfate 2-O-sulfotransférase de 42 kDa impliquée dans le développement rénal et la biosynthèse de l'HS.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HS2ST1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NFSRA; dj604K5.2; HS2ST1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9653
GeneID	9653
Immunogène	Protéine recombinante/Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-229 de HS2ST1 humain (NP_001127964.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7LGA3
Poids protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace