

Hsc70/Hspa8 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11142

Numéro d'article: CM0020556



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Hsc70/HSPA8 humain (Protéine constitutive de choc thermique de 71 kDa, HSPA8). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat et le singe. Convient pour la recherche sur les chaperons, l'autophagie et le stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Hsc70/HSPA8 Lapin pAb
Remarques/Alias	LAP1; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; LAP-1; NIP71; HEL-33; HSPA10; HEL-S-72p; Hsc70/HSPA8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3312
GeneID	3312
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 510-615 de Hsc70/HSPA8 humain (NP_006588.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	P11142
Poids de la protéine	71kDa
Expédition	Sac de glace