

Hsd17B2 Pab De Lapin - P37059

Numéro d'article: CM0020149

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HSD17B2, une 17-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase qui inactive l'estradiol et la testostérone. Compatible avec la WB et l'ELISA, avec une réactivité chez l'humain, la souris et le rat. Utile pour les études du métabolisme des stéroïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSD17B2 pAb de lapin
Remarques/Alias	HSD17; SDR9C2; EDH17B2; HSD17B2
Espèce	Humain
GeneID	3294
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence d'acides aminés 100-200 de HSD17B2 humain (NP_002144.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P37059
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Pain de glace