


Hsp27/Hspb1 Pab De Lapin - P04792

Numéro d'article: CM0012905



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HSP27/HSPB1 validé pour le Western blot (WB), l'immunohistochimie (IHC-P) et l'ELISA. Réagit avec les protéines HSP27/HSPB1 humaines, murines et de rat (SWISS P04792). Cible la protéine bêta-1 de choc thermique, une chaperonne moléculaire impliquée dans la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSP27/HSPB1 pAb de lapin
Remarques/Alias	CMT2F ; HMN2B ; HSP27 ; HSP28 ; Hsp25 ; SRP27 ; HS.76067 ; HEL-S-102 ; HSP27/HSPB1
Espèce	Homme
GeneID (humain)	3315
GeneID	3315
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de la protéine HSP27/HSPB1 humaine (NP_001531.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P04792
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace